



Over 100 års utvikling...

Welch Allyn 767 manometer

Forbedret estetikk og et nytt moderne design gjør 767 manometer til et enkelt og attraktivt blodtrykksaneroide. Basert på Welch Allyn's over hundre år med erfaring med å bygge og designe innovativ blodtrykksteknologi, vil dette være det smarte valget for nøyaktige og pålitelige avlesninger på din institusjon

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care™



Betydningsfulle fordeler..

767 manometer er et bevis på Welch Allyn's over 100 års lange historie med blodtrykksinnovasjon – kombinerer de tradisjonelle fordelene du har kommet til å forvente fra Welch Allyn med forbedret estetikk og et nytt, moderne design.

Nøyaktig

- Måleskive inngravert med laser for nøyaktighet
- Sertifisert nøyaktighet ± 3 mm Hg
- Stor og enkel lesbar måleskive (15 cm) med rød viser for ekstra synlighet

Driftsikker

- Presisjonsurverk med juveler
- Livstidsgaranti på kalibrering

Brukervennlig

- Ny 5-hjuls tralle med stødig base
- Innebygget kurv for oppbevaring av tilbehør på både veggstativ og tralle

Sikker

- FlexiPort® blodtrykksmansjetter er anti-bakterielle og reduserer risiko for kryssmitte
- Lateksfri
- Kvikksølvfri

Varenummer

767 veggmodell

7670-01 BT app 767 med veggfeste, kurv og voksen mansjett

767 trallemodell

7670-06P Tralle for BT-app 767

7670-10 BT app 767 gulvmodell med tralle og voksen mansjett

767 bordmodell

7670-16 BT app 767 bordmodell med voksen mansjett



*Avrundede kanter,
moderne farger og
tidløst design*



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Welch Allyn Corporate Headquarters
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 U.S.A.
Telephone: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054
E-mail: info@welchallyn.com

Welch Allyn European Customer Service: +353 46 90 67790
Australia: +61 29 638 3000
China: +86 21 6327 9631
France: +33 155 69 58 49
Germany: +49 6950 985 132
Latin America (Miami office): +1 305 669 9003

Malaysia: +603 78753341
Netherlands: +31 202 061 360
Singapore: +65 6419 8100
South Africa: +27 11 777 7555
Sweden: +46 858 536 551
United Kingdom: +44 207 365 6780